

size:450*143mm 20240423

PBSBT_manual_low-res

FRONT



PBSBT

Smart Body Scale

bluetooth connectivity

Free Android & iOS app
LCD Display with Blue Backlight
8 Users Memory



Bluetooth

USER MANUAL

USER GUIDE

EN

BLUETOOTH BODY FAT SCALE

For first use

1. Battery Installation
Open the battery door, put into the battery with correct polarity.
2. App Installation
Scan the QR code on the first page or download „OKOK International“ app from App Store or Android Store.
3. Registration
Turn on the bluetooth, turn on the OKOK, follow the App steps to register the user profile.

Twelve health index checking

1. Default eight
body fat
body hydration
body muscle
body bone
methabolism
weight
BMI
visceral fat
2. Additional four index, release them or not from setting
protein
obesity degree
body age
weight without fat

Multi Users

Total 8 users share one user account in one device.
Auto indentify users according to different weight memory.

Target weight

Users can set their own target weight to make the health plan.

Attention

1. Please make sure good contact between bare feet and metal electrodes, otherwise it will display your weight only.
2. Ensure the scale is on a flat, even and firm surface. Avoid carpet or soft surface.
3. The surface of the scale will be slippery if wet. Please make sure both the glass and your feet are dry before use.
4. This scale is not water proof. Do not expose to moisture.
5. Clean the scale with a slightly damp cloth. DO not use any chemical/abrasive cleaning agents to clean the scale.
6. Please remove the batteries, if the scale is not to being used for a long time.
7. The appliance is intended solely for domestic use within the home.
8. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

WAGA BLUETOOTH

Pierwsze użycie

1. Instalacja baterii
Otwórz drzwiczki przewidziane na umieszczenie baterii, umieść baterie w odpowiedniej pozycji
2. Instalacja aplikacji
Zeskanuj kod QR na pierwszej stronie lub pobierz aplikację „OKOK International“ ze sklepu App Store lub Android Store.
3. Rejestracja
Włącz bluetooth, włącz aplikację OKOK, wykonaj odpowiednie kroki przedstawione w aplikacji, aby zarejestrować profil użytkownika.

Dwanaście opcji

1. Domyślne osiem
Poziomy tłuszcz
Nawodnienie ciała
Mięśnie
Kości
Metabolizm
Waga
BMI
Tłuszcz trzewny
2. Cztery dodatkowe opcje
Białko
Stożki tłuszczu
Wiek ciała
Waga bez tłuszczu

Wielu użytkowników

Łącznie 8 użytkowników dzieli jedno konto użytkownika w jednym urządzeniu.
Automatyczne identyfikowanie użytkowników zgodnie z pamięcią wagi.

Waga docelowa

Użytkownicy mogą ustawić własną wagę docelową, aby sporządzić plan zdrowia.

Uwaga

1. Upewnij się, że masz dobry kontakt między bosymi stopami a metalowymi elektrodami, w przeciwnym razie wyświetli się tylko twoja waga.
2. Upewnij się, że waga jest na płaskiej, równej i twardej powierzchni. Unikaj dywanów oraz miękkiej powierzchni.
3. Powierzchnia wagi będzie śliska, jeśli jest mokra. Upewnij się, że zarówno szklano, jak i stopy są wysuszone przed użyciem.
4. Waga nie jest wodoodporna. Nie wystawiać na działanie wilgoci.
5. Wyczyść wagę lekko wilgotną szmatką. NIE używaj żadnych chemicznych / ściernych środków czyszczących, oczyszczając wagę.
6. Wyjmij baterie, jeśli waga nie będzie używana przez dłuższy czas.
7. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
8. Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CZ

BLUETOOTH MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU

Pro první použití

1. Instalace baterie
Otevřete kryt baterie, vložte baterie dovnitř a dbejte na správnou polaritu.
2. Instalace aplikace
Naskenujte QR kód na první stránce nebo si stáhněte aplikaci OKOK International z App Store nebo Android Store.
3. Registrace
Zapněte bluetooth, zapněte OKOK, postupujte podle kroků App pro registraci uživatelského profilu.

Kontrola dvanácti zdravotních indexů

1. Východích osm
tělesný tuk
hydratace těla
svalová hmota
podíl kostní hmoty
metabolismus
hmotnost
BMI
viscerální tuk
2. Další čtyři indexy, lze vypustit či nenastavovat
protein
stupně obezity
metabolický věk
hmotnost bez tuku

Více uživatelů

Celkem 8 uživatelů sdílí jeden uživatelský účet v jednom zařízení.
Automatická identifikace uživatelů podle paměti různé hmotnosti.

Cílová váha

Uživatelé si mohou nastavit svou vlastní cílovou hmotnost, aby vytvořili osobní zdravotní plán.

Pozor

1. Zajistěte dobrý kontakt mezi holými nohama a kovovými elektrodami, jinak se zobrazí pouze váha.
2. Ujistěte se, že váha je na plochem, rovném a pevném povrchu. Vyhňte se nevyrovnanému nebo měkkému povrchu.
3. Povrch váhy bude kluzký, pokud je mokrá. Před použitím se ujistěte, že jsou sklo i nohy suché.
4. Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte vlhkost.
5. Váhu čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky pro čištění váhy.
6. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte prosím baterie.
7. Přístroj je určen výhradně pro domácí použití v domácnosti.
8. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s přístrojem.

UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

SK

BLUETOOTH MERANIE TELESNÉHO TUKU

Pre prvé použitie

1. Inštalácia batérie
Otvorte kryt batérie, vložte batérie dovnútra a dbejte na správnu polaritu.
2. Inštalácia aplikácie
Naskenujte QR kód na prvej stránke alebo si stiahnite aplikáciu okok International z App Store alebo Android Store.
3. Registrácia
Zapnite bluetooth, zapnite okok, postupujte podľa krokov App pre registráciu používateľského profilu.

Kontrola dvanástich zdravotných indexov

1. Výstupných osem
telesný tuk
hydratácia tela
svalová hmota
podiel kostnej hmoty
metabolizmus
hmotnosť
BMI
viscerálny tuk
2. Ďalšie štyri indexy, možno vypustiť či nenastavovať
proteín
stupňa obezity
metabolický vek
hmotnosť bez tuku

Viac užívateľov

Celkom 8 užívateľov zdieľa jeden užívateľský účet v jednom zariadení.
Automatická identifikácia užívateľov podľa pamäti rôznej hmotnosti.
Cieľová váha
Užívateľia si môžu nastaviť svoju vlastnú cieľovú hmotnosť, aby vytvorili osobné zdravotné plán.

Pozor

1. Zaisťte dobrý kontakt medzi holými nohama a kovovými elektrodami, inak sa zobrazí iba váha.
2. Uistite sa, že váha je na plochom, rovnom a pevnom povrchu. Vyhňte sa nevyrovnanému alebo mäkkému povrchu.
3. Povrch váhy bude klzký, ak je mokrá. Pred použitím sa uistite, že sú sklo aj nohy suché.
4. Táto váha nie je vodotesná. Nevystavujte vlhkosť.
5. Váhu čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky pre čistenie váhy.
6. Ak váhu nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte prosím batérie.
7. Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie v domácnosti.
8. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrať s prístrojom.

BACK

CANTAR DE BAIE

RO

Manual de utilizare

Cantar de baie Platinet Smart Body Scale PBSBT

1. Instalare 2 baterii AAA
Deschideți capacul și introduceți bateriile cu polaritatea corectă.
2. Instalarea aplicației
Scanati codul QR de pe prima pagină sau descărcați aplicația „OK, OK International“ din App Store sau Android Store.
3. Înregistrare
Porniți bluetooth-ul, porniți OK, OK, urmați pașii aplicației pentru a înregistra profilul utilizatorului.

Dispozitivul poate verifica până la 12 indici de sănătate

1. contine 8 functii presetate:
* grăsime
* hidratare
* mușchi
* oase
* metabolism
* greutate
* IMC
* grăsime viscerală

2. contine 4 functii aditionale (pot fi șterse în setări):

- * proteine
* grad obezitate
* vârstă
* greutate fără grăsime

Mai multi utilizatori

Pe acest dispozitiv pot fi înregistrați până la 8 utilizatori diferiți. Identificarea utilizatorilor se face în funcție de memorarea diferiților a greutății fiecărui

Greutatea dorită

Utilizatorii își pot seta propria greutate propusă pentru îndeplinii planul de sănătate.

Atenție

1. asigurați contactul între picioarele goale și electrozi metalici pentru afișarea tuturor indicilor
2. dispozitivul trebuie plasat pe o suprafață plană uniformă și stabilă. Nu plasați pe covoraș sau alte suprafețe moi
3. ștergeți sau uscați suprafața cântarului înainte de utilizare ca să nu vă accidentați
4. Acest cântar nu este rezistent la apă. Nu expuneți la umiditate.
5. Curățați cântarul cu o cârpă ușor umedă. Nu folosiți substanțe de curățare chimice / abrazive
6. Scoateți bateriile, dacă cântarul nu este folosit pentru o perioadă de timp mai lungă
7. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.
8. Acest dispozitiv nu este o jucărie. Păstrați la distanță de copii.

GUIDA UTENTE

IT

SCALA DEL GRASSO CORPOREO BLUETOOTH

Per il primo utilizzo

1. Installazione della batteria
Aprire lo sportello della batteria, inserirlo nella batteria con la polarità corretta.
2. Installazione dell'app
Scansiona il codice QR sulla prima pagina o scarica l'app „OKOK International“ da App Store o Android Store.
3. Registrazione
Accendi il bluetooth, attiva OKOK, segui i passaggi dell'applicazione per registrare il profilo utente.

Dodici controlli dell'indice di salute

1. Impostazioni predefinite
Grasso corporeo
idratazione del corpo
muscolo del corpo
osso del corpo
metabolismo
peso
BMI
Grasso viscerale
2. Altri quattro indici, rilasciati o meno dall'impostazione
proteine
grado di obesità
età del corpo
peso senza grasso

Multi utenti

Totale 8 utenti condividono un account utente in un dispositivo.
Auto identifica gli utenti in base alla diversa memoria di peso.

Peso target

Gli utenti possono impostare il proprio peso target per realizzare il piano sanitario.

Attenzione

1. Assicurarsi di avere un buon contatto tra i piedi nudi e gli elettrodi metallici, altrimenti visualizzerà solo il tuo peso.
2. Accertarsi che la bilancia sia su una superficie piana, piana e stabile. Evitare il mantello o la superficie morbida.
3. La superficie della scala sarà scivolosa se bagnata. Si prega di assicurarsi che sia il vetro che i piedi siano asciutti prima dell'uso.
4. Questa scala non è impermeabile. Non esporre all'umidità.
5. Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. NON usare detersivi chimici / abrasivi per pulire la bilancia.
6. Si prega di rimuovere le batterie, se la bilancia non deve essere utilizzata per un lungo periodo.
7. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico all'interno della casa.
8. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU

BLUETOOTH ВЕСЫ ДЛЯ ТЕЛА

Для первого использования

1. Установите батарейки
Откройте крышку батарейного отсека, вставьте батарею с соблюдением полярности.
2. Установка приложения
Сканируйте QR-код на первой странице или загрузите приложение «OKOK International» из App Store или Android Store.
3. Регистрация
Включите Bluetooth, включите OKOK, следуйте инструкциям приложения, чтобы зарегистрировать профиль пользователя.

Двенадцать индексов для проверки здоровья

1. Показатели по умолчанию
телесный жир
увлажнение тела
мышцы тела
костная ткань
метаболизм
вес
BMI
Висцеральный жир
2. Дополнительные четыре индекса, отпустить их или нет из настройки
белок
степень окисрения
возраст тела
вес без жира

Многопользовательский режим

Всего 8 пользователей используют одну учетную запись на одном устройстве.
Автоматическая идентификация пользователей по разному весу - памяти.

Нужный вес

Пользователи могут установить свой собственный целевой вес, чтобы составить план медицинского обслуживания.

Внимание

1. Пожалуйста, убедитесь, что хороший контакт между босыми ногами и металлическими электродами, иначе он будет отображать только ваш вес.
2. Убедитесь, что весы находятся на плоской, ровной и твердой поверхности. Избегайте ковров или мягкой поверхности.
3. Поверхность весов будет скользкой, если она влажная. Пожалуйста, убедитесь, что стекло и ваши ноги сухие перед использованием.
4. Эти весы не являются водонепроницаемыми. Не подвергать воздействию влаги.
5. Очистите весы слегка влажной тканью. НЕ используйте химические / абразивные чистящие средства для очистки весов.
6. Пожалуйста, извлеките батареи, если весы не будут использоваться в течение длительного времени.
7. Прибор предназначен исключительно для домашнего использования.
8. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором.

GUIDE D'UTILISATION

FR

BALANCE DE GRAISSE CORPORELLE BLUETOOTH

Pour la première utilisation

1. Installation de la batterie
Ouvrir le couvercle du compartiment à piles, insérez-les dans la bonne polarité.
2. Installation de l'application
Scanner le code QR qui se situe sur la première page ou télécharger l'application « OKOK International » qui est disponible sur App store et l'Android store.
3. Inscription
Activez le Bluetooth, activez le Bluetooth, allumez l'OKOK, suivez les étapes de l'application pour enregistrer le profil d'utilisateur.

Doze vérifications de l'indice de santé

1. Huit par défaut :
graisse corporelle
hydratation du corps
muscle du corps
os du corps
métabolisme
poids
IMC
graisse viscérale
2. Quatre index supplémentaires, libérez-les ou non du réglage
protéine
degré d'obésité
l'âge du corps
poids sans graisse

Multi utilisateurs

Un total de 8 utilisateurs partagent un compte d'utilisateur dans un appareil.
Identification automatique des utilisateurs en fonction de la mémoire de poids différente.

Poids ciblé

Les utilisateurs peuvent définir leur propre poids cible pour élaborer le plan de santé.

Attention

1. Si il vous plaît assurez-vous un bon contact entre les pieds nus et les électrodes en métal, sinon il affichera votre poids uniquement.
2. Assurez-vous que la balance est sur une surface plane, uniforme et ferme. Évitez le capot ou une surface douce.
3. La surface de la balance sera glissante si elle est mouillée. S'il vous plaît assurez-vous que le verre et vos pieds sont sécher avant utilisation.
4. Cette balance n'est pas étanche. Ne pas exposer à l'humidité.
5. Nettoyez la balance avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez aucun produit de nettoyage chimique / abrasif pour nettoyer la balance.
6. Veuillez retirer les piles si vous ne voulez pas utiliser la balance pendant longtemps.
7. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.
8. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



PLATINET S.A. 30-798 Krakow, Stiiwaka 48, PL www.platinet.eu